

ES50			
Intra auriculaire conque		Configuration : standard	
Type de pile	13	Bouton programme	Oui**
Classe	C	Nombre de micros	1
Sortie Max* (dB SPL)	131	Commande de volume	Molette**
Gain Max* (dB)	62	Fonction Marche/arrêt	Porte-pile
Autonomie* (en jours)	≈17	Type de coude	-
Nombre de programmes	3	Sabot audio	-
Nombre de canaux	6	Adaptateur lunettes	-
* selon OES, avec pile zinc-air		Sécurité enfant	-
* * disponible en option		Bobine téléphonique	Oui**



Fonction	Signification	Bénéfice	Niveau de cet appareil	
WARP™	Traitement numérique du signal	Restaure la perception naturelle des sons	Sur 17 canaux	✗
			Sur 9 canaux	✗
			Sur 7 canaux	✗
			Sur 6 canaux	✓
DFS™	Anti-Larsen avec fonctionnement par opposition de phase	Supprime les sifflements intempestifs	DFS Ultra™ II	✗
			DFS Ultra™	✗
			DFS + WhistleControl™	✗
			Dual Stabilizer™ II DFS	✗
			DFS™	✓
Noise Tracker™	Réducteur de bruits indésirables	Améliore la compréhension	Noise Tracker™ II	✗
			Noise Tracker™	✓
Environmental Optimizer™	Niveau sonore adapté en fonction de l'ambiance	Evite l'ajustement manuel du volume	Environmental Optimizer™ II	✗
			Environmental Optimizer™	✗
Surround Sound™	Directivité fréquentielle	Améliore la qualité sonore, y compris dans le bruit		✗
Expanseur	Réducteur de bruit de fond	Rend l'appareil confortable en ambiance calme		✗
Windguard™	Réducteur de bruit de vent	Réduit les désagréments liés au bruit du vent		✗
Binaural Directionality™	Directivité binaurale	Renforce la compréhension dans le bruit		✗
SoftSwitching™	Directivité automatique	Evite les manipulations pour changer de directivité		✗
PhoneNow™	Téléphone automatique	Evite les manipulations nécessaires pour le téléphone		✗
Communication inter-appareils	Synchronisation des fonctions de l'appareil droite et gauche	Simplifie les manipulations pour changer de volume ou changer de programme		✗
Compatible sans fil	Compatible avec les accessoires ReSound Unite™	Autorise la connexion à la gamme d'accessoires ReSound Unite™ pour la TV, le téléphone, etc....		✗
Générateur de son TSG	Traitement des acouphènes	Aide à ne plus prêter attention aux acouphènes		✗
Smart Start™	Mise en marche différée de 10s	Evite les sifflements lors de la mise en place de l'appareil		✗
iSolate nanotech™	Protection hydrophobe	Augmente la fiabilité de l'appareil		✓